

炒芥子（白芥）配方颗粒

Chaojiezi (Baijie) Peifangkeli

【来源】 本品为十字花科植物白芥 *Sinapis alba* L. 的干燥成熟种子经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取炒芥子（白芥）饮片 4000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为 13%~22%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成 1000g，即得。

【性状】 本品为黄白色至棕黄色的颗粒；气微，味苦。

【鉴别】 取本品 0.5g，研细，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芥子（白芥）对照药材 1g，加甲醇 20ml，同法制成对照药材溶液。再取芥子碱硫氰酸盐对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 3~5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水（10：1.8：1.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典 2025 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为 150mm，内径为 2.1mm，粒径为 1.9 μ m）；以乙腈为流动相 A，以 0.1%磷酸溶液为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟 0.3ml；柱温为 30 $^{\circ}$ C；检测波长为 234nm。理论板数按芥子碱硫氰酸盐峰计算应不低于 5000。


时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~5	1 \rightarrow 3	99 \rightarrow 97
5~10	3 \rightarrow 7	97 \rightarrow 93
10~15	7 \rightarrow 9	93 \rightarrow 91
15~18	9	91
18~25	9 \rightarrow 11	91 \rightarrow 89
25~40	11 \rightarrow 13	89 \rightarrow 87
40~45	13	87
45~55	13 \rightarrow 25	87 \rightarrow 75
55~65	25 \rightarrow 30	75 \rightarrow 70

参照物溶液的制备 取炒芥子（白芥）对照药材 1g，置具塞锥形瓶中，加水 25ml，加热回流 1 小时，放冷，离心，取上清液蒸干，残渣加 75% 甲醇 25ml，超声处理 30 分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取〔含量测定〕项下的对照品溶液，作为对照品参照物溶液。再取白芥子苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同〔含量测定〕项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各 1~2 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现 8 个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的 8 个特征峰的保留时间相对应，其中峰 1、峰 4 应分别与相应的对照品参照物峰的保留时间相对应。与芥子碱硫氰酸盐对照品参照物峰相对应的峰为 S 峰，计算峰 2~3、峰 5~8 与 S 峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的 $\pm 10\%$ 范围之内，规定值为：0.44（峰 2）、0.76（峰 3）、1.07（峰 5）、1.11（峰 6）、1.42（峰 7）、1.51（峰 8）。



对照特征图谱

峰 1：白芥子苷；峰 2：4-羟基苯甲酰胆碱；峰 4（S）：芥子碱硫氰酸盐；峰 8：芥子酸

色谱柱：Triart C18；2.1mm \times 150mm，1.9 μ m

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版通则

0104)。

【浸出物】 取本品研细，取约 2g，精密称定，精密加入乙醇 100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2025 年版通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 21.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典 2025 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.08mol/L 磷酸二氢钾溶液（10：90）为流动相；检测波长为 326nm。理论板数按芥子碱硫氰酸盐峰计算应不低于 3000。

对照品溶液的制备 取芥子碱硫氰酸盐对照品适量，精密称定，加流动相制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约 0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 75% 甲醇 25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率 300W，频率 45kHz）30 分钟，放冷，再称定重量，用 75% 甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含芥子碱以芥子碱硫氰酸盐（ $C_{16}H_{24}NO_5SCN$ ）计，应为 17.0mg~35.0mg。

【规格】 每 1g 配方颗粒相当于饮片 4g

【贮藏】 密封。